



CARACTÉRISTIQUES:

- Table 3 plans.
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Jambière réglable par vérin à gaz.
- Tube diamètre 30 mm.
- Arrière dos, dessous assise, et dessous jambière en ABS blanc.
- Cuvette inox.
- Porte rouleau.
- Revêtement tendu.
- Mousse densité 28 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 1620 x l. 700 x H. 800 mm.
- Dossier: L. 720 x l. 600 mm.
- Assise: L. 450 x l. 600 mm.
- Jambière: L. 450 x l. 600 mm.
- Poids du divan: 45 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Assise relevable (position de Trendelenburg -5°/+12°). **(2006/2)**