



## Fiche Technique



### Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

**LA TÊTE :** Acier inoxydable  
Double pavillon  
Membrane double fréquence en une seule pièce sur chacun des pavillons  
Diamètres: 43 et 33mm  
Bague anti-froid en PVC additionnelle petit pavillon

**LA LYRE :** Alliage très léger (utilisé en aéronautique)

**LA TUBULURE :** Longueur totale : 69 cm  
Polychlorure de vinyle

**LES EMBOUTS AURICULAIRES :** Etanches et clipsés  
Silicone  
Embouts en supplément : 1 petite paire

**Plusieurs couleurs de tubulure et finitions de pavillons disponibles**  
Consulter notre catalogue.

**DUREE DE LA GARANTIE :** 5 ans

**FABRICATION :** Etats-Unis (usine certifiée ISO 9002)

**DIMENSION DE L'EMBALLAGE :** Longueur : 34 cm  
Largeur : 19 cm  
Hauteur : 4 cm

**POIDS TOTAL DU STETHOSCOPE :** 150 grammes

*Les stéthoscopes 3M™ Littmann® sont fabriqués sans ajout de latex naturel ni phtalate*

**Conformité et marquage CE :**

DM : Classe IIa – selon la directive 93/42/EEC

Marquage CE 0086