



GL 44 mg/dL  
lean

**beurer**  
medical

## GL 44 mg/dL Lecteur de glycémie sanguine

**german  
engineering**



Avec le logiciel gratuit "beurer HealthManager" à télécharger



Marquage de mesure simple: avant de manger, après avoir mangé, marquage général

Facile à utiliser: grand écran, bandelettes de test larges, marquage de mesure simple pour une gestion optimisée du diabète: avant de manger, après avoir mangé, marquage général

Starter Pack: unité de mesure, autopiqueur, 10 lancettes, 10 bandelettes de test, piles, pochette, mode d'emploi, notice

Adapté pour auto-test

Seulement 0.6 µl de sang nécessaire

Temps de mesure: env. 5 secondes

480 résultats enregistrés avec date, heure (mémoire de données également avec changement de batterie) Calcul de la valeur moyenne pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour - toutes les mesures - valeurs marquées

Échantillon de sang : sang complet frais (capillaire)

Hématocrite: 20-60%

Étalonné sur plasma

Plage de mesure: 20-630 mg/dL

Conforme à la norme EN ISO 15197: 2015 dans son intégralité (obligatoire depuis mai 2016)

Avec le logiciel "beurer HealthManager", à télécharger gratuitement sur: [www.beurer.com/SERVICE/Télécharger](http://www.beurer.com/SERVICE/Télécharger)

Arrêt automatique

Dimensions: 52 x 95 x 16 mm

Poids du produit: env. 44 g (y compris les piles)

2 piles au lithium CR 2032 pour plus de 1000 mesures

| Storage/Transport: | Temp.:         | Rel.humidity: |
|--------------------|----------------|---------------|
| Unit:              | -10°C to +65°C | < 90 %        |
| Test stripes:      | +2°C to +30°C  | < 90 %        |
| Operating:         | +10°C to +40°C | < 90 %        |

Dispositif médical

Garantie 5 ans

EAN no.: 4211125 463083

Item no.: 463.08



**Codefree**

works with



HealthManager



\*\* audited online application  
"beurer HealthManager" cloud

463.08\_GL44-lean\_mg\_dL\_2018-06-14\_01\_DS\_EN Subject to errors and changes