

Peha-soft® Nitrile Fino

Gants d'examen

Référence	Taille ou dimensions
942195	5 - 6 XS
942196	6 - 7 S
942197	7 - 8 M
942198	8 - 9 L
942199	9 - 10 XL



Produit

Gant d'examen en nitrile, non poudré, non stérile, ambidextre, avec extrémité des doigts rugueuse et manchettes à bord roulé. Il possède un revêtement interne traité par chlorination permettant un enfilage et un retrait aisés.

Gants conformes au contact alimentaire et aux Normes Européennes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 455-1 (AQL = 1.5), EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4.

Indications / Classification

Pour l'usage en milieu médical. Particulièrement indiqué pour les personnes allergiques aux protéines de latex (allergie de type I). En tant qu'équipement de protection individuelle, Peha-soft® Nitrile Fino est également adapté au nettoyage et à la désinfection avec des produits chimiques et des désinfectants dilués. Gant certifié pour le contact alimentaire.

Peha-soft® Nitrile Fino est un dispositif médical de classe I et un équipement de protection individuelle de catégorie III.

Spécifications



Composition :

Nitrile synthétique
 Revêtement externe : polymère
 Revêtement interne : chloriné
 Accélérateurs : carbamates
 Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT) et de thiurames.
 Antioxydants : dérivés phénoliques

Coloris : violet

Caractéristiques :

Longueur totale : 240 mm minimum

Largeur :

- taille XS : 80 mm env.
- taille S : 85 mm env.
- taille M : 95 mm env.
- taille L : 106 mm env.
- taille XL : 115 mm env.

Épaisseur (valeur moyenne) :

- au doigt (majeur) : 0,11 mm
- à la paume : 0,07 mm
- à la manchette : 0,05 mm

Niveau de grip : medium



Valeurs médianes de la force à la rupture :
8,3 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N)

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942195	5 - 6 XS	150	10	63
942196	6 - 7 S	150	10	63
942197	7 - 8 M	150	10	63
942198	8 - 9 L	150	10	63
942199	9 - 10 XL	150	10	63

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942195	5 - 6 XS	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942196	6 - 7 S	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942197	7 - 8 M	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942198	8 - 9 L	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942199	9 - 10 XL	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Péremption

Durée de vie : 3 ans.