



Classic

YK-81C

Oxymètre de pouls pour Adulte

Chaque produit possède les Normes CE et la certification FDA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Domaine d'application

Pour adulte

SpO₂

Plage de mesures : 70 ~ 90%

Précision de mesure : 70% ~ 90% : ± 2 décimales

0% ~ 69% : pas de précision

Résolution : 1%

Mesure de débit sanguin : PI = 0,4%, SpO₂ = 70%, précision de mesure : 30 BPM

Fréquence du pouls

Plage de mesure : 30 ~ 240 bpm

Précision : ± 1 bpm ou ± 1%

Résolution : 1 bpm

Affichage

Type : Écran à affichage OLED

Paramètres : SpO₂, Fréquence de pouls, graphique de lecture du pouls

Conditions d'utilisation :

Température de fonctionnement : 5°C ~ 40°C

Température de stockage : -20°C ~ +55°C

Humidité ambiante : ≤ 80% sans condensation en fonctionnement

≤ 93% sans condensation en stockage

Pression atmosphérique : 86 kPa ~ 106 kPa

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Blanc, or ou noir
- Ecran OLED bicolore, avec affichage du pourcentage de SpO₂, fréquence cardiaque, barregraphe de pulsation et pléthysmogramme.
- 6 modes d'affichage et 4 orientations pour un confort de lecture
- Mode programmation alarme et fréquence cardiaque
- Menu : fonction réglages (alarme sonore etc.)
- 2 piles alcalines AAA. L'appareil s'éteint automatiquement.
- Option de transfert de DATA sur carte USD

Dimensions

L. 58 x l. 35 x H. 30 mm

Poids (sans les piles)

33 g

Alimentation

2 x piles alcalines AAA

Le pack contient

- 1 oxymètre YK-81
- 1 lanière
- 1 manuel d'utilisation
- 2 piles alcalines AAA
- Une pochette de transport (option)
- 1 protection silicone (option)

REMARQUE: Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.