

Bande cohésive de contention légère à moyenne sans latex

BSN-RADIANTE SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41
Site web : www.bsnmedical.fr

Attention : ce document technique est destiné aux professionnels de santé

Il vous informe sur les caractéristiques d'un dispositif médical - Toujours lire attentivement les informations de l'emballage et de la notice avant utilisation

FICHE MEDICO-TECHNIQUE

Bande cohésive de contention légère à moyenne sans latex

DESCRIPTION : Bande cohésive à base non tissée, enduite d'une formulation colorée sans latex, destinée à adhérer sur elle-même par simple pression, pour réaliser des contentions ou des fixations de pansements.

CARACTERISTIQUES:

- Cohésivité
 - fiable : ne glisse pas, conserve la cohésivité et sa force de tension lors de l'utilisation répétée de la bande.
 - adhère sur elle-même, et non sur les vêtements ou les pansements,
- Réduit les risques de macération.
- Conformable : s'utilise facilement sur toutes les parties anatomiques.
- Procure un maintien efficace.
- Allongement de 100 à 150 %
- Force de cohésion par pelage: supérieure à 90 gf/cm
- Résistance à la rupture: 1,6 à 2,7 kgf/cm
- SECABLE A LA MAIN DANS LES DEUX SENS.

BANDE PARTICULIEREMENT RECOMMANDEE POUR LES SUJETS ALLERGIQUES AU LATEX NATUREL

- Ne contient pas de latex naturel,
- Ne contient pas de phthalate

INDICATIONS:

- Fixation de pansements
- Contention articulaire et musculaire
- Prévention des blessures musculaires

Accessoires associés: Pansements et compresses.

Mode d'emploi: Se conformer aux informations disponibles avec le produit.

PARTICULARITES D'UTILISATION:

- Sélectionner la largeur de bande la mieux adaptée à l'usage recherché.
- Dérouler et découper la bande à la longueur appropriée.
- Utiliser Co-Plus sans latex en circulaires (adhésion du produit sur lui-même seulement).

PRECAUTIONS D'EMPLOI: Ne pas appliquer en tension maximale.

ENTRETIEN : Bande à usage individuel non réutilisable par un autre patient.
Ne se lave pas.

Stérilisation: Livré non stérile

Stérilisable: Non applicable

CONTRE-INDICATIONS: Sensibilisation aux produits de synthèse

Bande cohésive de contention légère à moyenne sans latex
FICHE MEDICO-TECHNIQUE

CLASSE C.E. du DISPOSITIF:	I, non stérile
Autorisation CE N°:	Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal
Année de première mise sur le marché :	2002 en France
COMPOSITION:	<p><i>Support</i> Combinaison de fibres synthétiques hautement élastiques (35,3 %) et fibres polyuréthane élastiques (2,2 %)</p> <p><i>Emulsion</i> Auto-adhérente à base d'une enduction synthétique (62,5 %).</p>
CONTRÔLES :	<p><i>des MATIERES PREMIERES:</i> Effectués par le fabricant</p> <p><i>des PRODUITS FINIS:</i> Effectués par le fabricant</p>
CONDITIONS de STOCKAGE:	A l'abri de l'humidité, de la lumière directe et à une température ne dépassant pas 25° C.
DUREE de VIE:	3 ans
PROCEDE de DESTRUCTION:	Ceux prévus pour la destruction des pansements (en particulier: incinération selon réglementation locale).
CONDITIONNEMENT:	<p>Emballage carton avec étiquette d'identification</p> <p>Emballage par pack de 4, 5 ou 8 bandes sous sachet unitaire.</p> <p>Existe en boîte de 36 comprenant des sachets 6 bandes de 6 différentes couleurs : bleu ciel, bleu marine, vert fluo, rose, violet et rouge.</p> <p>Valeurs en étiré = non étiré :</p> <p>4,5m =2m / 6,3m=3m / 7,35m=3,5m</p> <p>Les dimensions ci-dessous sont à l'état "étiré" :</p>
PRESENTATIONS:	

A. Présentation Pharmacie avec vignette LPPR
1. Boîte unitaire - Blanc

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809383027	7596556	72100-00048-00	7 cm x 3 m	24	24 Bandes
4042809383065	7596591	72100-00050-00	10 cm x 3,5 m	18	18 Bandes

2. Boîte unitaire - Chair

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809383034	7596562	72100-00049-00	7 cm x 3 m	24	24 Bandes
4042809383072	7596616	72100-00051-00	10 cm x 3,5 m	18	18 Bandes

5. Boîte de 36 sachets - 6 Couleurs

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809014914	7881541	72100-00057-00	5 cm x 4,5 m	1	36 Bandes

Bande cohésive de contention légère à moyenne sans latex

FICHE MEDICO-TECHNIQUE

B. Présentation hôpital sans vignette LPPR
1. Sachet de 4 bandes - Blanc

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809383096		72100-00053-00	5 cm x 4,5 m	1	36 Bandes
4042809383102		72100-00054-00	7,5 cm x 4,5 m	1	24 Bandes
4042809383119		72100-00055-00	10 cm x 4,5 m	1	16 Bandes
4042809383126		72100-00056-00	15 cm x 4,5 m	1	12 Bandes

2. Sachet de 8 bandes - Blanc

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809383089		72100-00052-00	2,5 cm x 4,5 m	1	72 Bandes

3. Sachet de 4 bandes - Chair

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809382648		72100-00044-00	5 cm x 4,5 m	1	36 Bandes
4042809382655		72100-00045-00	7,5 cm x 4,5 m	1	24 Bandes
4042809382662		72100-00046-00	10 cm x 4,5 m	1	18 Bandes
4042809383010		72100-00047-00	15 cm x 4,5 m	1	12 Bandes

4. Sachet de 5 bandes - Chair

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dim.	Unité de cde	Carton stand.
4042809382631		72100-00043-00	2,5 cm x 4,5 m	1	60 Bandes

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN-RANDIANTE SAS)

REMBOURSEMENT: Conforme LPPR - Remboursé sécurité sociale
 Certificat de qualification Asqual 09-46608
 NOMENCLATURE LPPR : 1324957-1395839
 Code CLADIMED: M50AA03
 Code GMDN: 16866
 FABRICANT LEGAL: BSN Medical GmbH
 Quickbornstrasse 24
 D-20253 HAMBURG
 Allemagne

DISTRIBUTEUR :

SERVICE CLIENTS :

BSN-RADIANTE SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

CONTACT MATERIOVIGILANCE :

S. BOURGEOIS
Tél. : 02 43 83 24 97
Fax : 02 43 83 40 41