



GIMA

LAMES POUR MICROSCOPE 26x76 mm - Extrémités dépolies, bande sablée, bords rodés

Code: 29777

Catégorie: Lames et fixation cytologique

Unité de Vente: boîte de 200 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: IVD - Usage Professionnel

NSIS: 1697756

CND: W0503900201

EAN13: 8023279297775

Descriptif: Lames de microscope avec extrémités dépolies, bande sablée, bords rodés

Dimensions: 76x26 mm, épaisseur 1,0 - 1,2 mm angles 45°
commande min.: ensemble de 200 unités (4 boîtes de 50 unités)

Spécifications Techniques:

Standard accessories:

