

REF OMR173
MC-343F-E

Flex Temp Smart

Thermomètre digital



Embout souple pour davantage de confort, particulièrement adapté aux enfants et bébés

- ✓ Etanche
- ✓ Prise de mesure rapide : 10 secondes (rectale), 20 secondes (orale) et 25 secondes (axillaire)
- ✓ Signal sonore de fin de mesure
- ✓ Extinction automatique
- ✓ Garde en mémoire la dernière mesure

Technologie	Digitale
Type de mesure	Orale, axillaire, rectale
Degrés	Celsius ou Fahrenheit
Alimentation	Pile bouton alcaline LR41 (deux ans environ)
Livré avec	Appareil, pile, étui de protection, manuel d'utilisation
Matériaux	ABS, PVC, acier inoxydable
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 85 %
Garantie	Thermomètre 3 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging			Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Carton interne (10 ex.)	Master carton (100 ex.)		
MC-343F-E	40 15672 10491 4	19,4 x 132,5 x 10 mm 17,2 g	76,7 x 180,9 x 23,9 mm 70,7 g	87 x 277 x 183 mm 840,6 g	455 x 570 x 214 mm 10,6 kg	-20°C à +60°C	10 à 95 %

Accessoire compatible

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR049	-	Couvre-sondes (100 pièces)