



REF	OMR242	OMR243	OMR241	OMR240
	HN-289-EB	HN-289-ESL	HN-289-EPK	HN-289-EBK
	Turquoise	Silver	Rose	Noir

HN-289

Pèse-personne électronique pour un usage à domicile

 Design épuré et choix entre 4 coloris

- ✓ Doté de 4 capteurs à chaque angle de l'appareil pour une prise de poids très précise
- ✓ Large écran LCD, pour faciliter la lecture
- ✓ Mise en marche par contact du plateau
- ✓ Arrêt automatique au bout de 6 secondes

Couleurs	Turquoise, silver, rose, noir
Mesure du poids jusqu'à	150 kg
Incrémentation	100 g
Alimentation	Pile lithium CR2032 (1 an d'utilisation environ)
Livré avec	Pèse personne, pile, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	Verre, plastique
Conditions d'utilisation	Température : +5 à +35°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	2 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (6 ex.)		
HN-289-EB HN-289-ESL HN-289-EPK HN-289-EBK	40 15672 10862 2 40 15672 10860 8 40 15672 10861 5 40 15672 10859 2	270 x 22 x 290 mm 1,2 kg (sans pile)	285 x 34 x 312 mm 1,52 kg	302 x 245x 338 mm 9,56 kg	-20°C à +60°C	10 à 95%