

REF OMR196
HN-288-E

HN-288

Pèse-personne électronique
pour un usage à domicile



Technologie Weight Différence : calcul de la différence de poids, entre 2 pesées, pour peser un bébé ou un bagage

- ✓ Doté de 4 capteurs à chaque angle de l'appareil pour une prise de poids très précise
- ✓ Large écran LCD, pour faciliter la lecture
- ✓ Mise en marche par contact du plateau
- ✓ Arrêt automatique au bout de 6 secondes
- ✓ Design fin et compact, pour faciliter le rangement

Couleur	Gris clair brillant
Mesure du poids jusqu'à	180 kg
Incrémentation	100 g
Alimentation	Pile lithium CR2032 (1 an d'utilisation environ)
Livré avec	Pèse personne, pile, manuel d'utilisation
Matériaux	Verre, plastique
Conditions d'utilisation	Température : +5 à +35°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	2 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (5 ex.)		
HN-288-E	40 15672 10568 3	300 x 18 x 300 mm 1,5 kg (sans pile)	333 x 28 x 333 mm 1,82 kg	387 x 381 x 352 mm 9,9 kg	-20°C à +60°C	10 à 95%