

REF OMR227
MC-521-E

Gentle Temp 521

Thermomètre infrarouge auriculaire



Fourni avec 21 couvre-sondes

- ✓ Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable⁽¹⁾
- ✓ Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
- ✓ Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
- ✓ Icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- ✓ Design ergonomique, grand écran
- ✓ Ecran rétroéclairé
- ✓ Signal de fin de mesure
- ✓ Mode silencieux
- ✓ Extinction automatique après 1 minute d'inutilisation
- ✓ Mémoire : 25 mesures

Technologie	Infrarouge avec sonde
Type de mesure	Auriculaire
Degrés	Celsius ou Fahrenheit
Alimentation	Pile Lithium CR2032 (2 500 mesures environ)
Livré avec	Appareil, 21 couvre-sondes, bague de fixation du couvre- sonde, couvercle de protection de la sonde, pile, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	ABS, polycarbonate, polypropylène, POM, silicone
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 0 à 85 %
Garantie	Thermomètre 3 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (40 ex.)		
MC-521-E	40 15672 10780 9	36 x 161 x 56 mm 85 g (avec pile)	115 x 197 x 59,5 mm 343 g	497 x 340 x 420 mm 15 kg	-20°C à +50°C	0 à 85 %

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
EDA037	-	Couvre-sondes (200 pièces)
OMR229	MC-EP2	Couvre-sondes (40 pièces)

⁽¹⁾ Etude Radiant Innovation Inc, 8 avril 2013

Le thermomètre Gentle Temp 521 d'OMRON est un dispositif de mesure de la température corporelle destiné au grand public et aux professionnels de santé. Ce dispositif médical est produit de santé réglementé de classe IIa qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE0197. Produit fabriqué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations.