

## BRASSARD DOUBLE 57X10CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Réf. GMA554059



# BRASSARD DOUBLE 57X10CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Réf. **GMA554059**

Les brassards doubles sont la meilleure option pour une intervention chirurgicale de longue durée afin de minimiser toute blessure. Des brassards dotés de la technologie zéro pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi le risques de complications.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	28809315676335
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9018 90 2090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	57,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	60
Humidité mini :	5	Humidité maxi :	90



27/05/2021 21:24 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. GMA554059

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

2/2