



DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE
FIXED HEIGHT EXAMINATION TABLES

118 & FIDJI



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure inox soudé 18/10,
avec finition poli brillant ou époxy gris nuage
Dossier réglable par vérin à gaz
Porte-rouleau papier, long. maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête)
Capacité 200 kg

STANDARD FEATURES

18/10 stainless steel welded frame,
with polished or light grey epoxy finish
Gas-spring assisted backrest
Paper roll holder, max length 50 cm – ø 20 cm (head-end)
Patient weight capacity 200kg

CONFORT COMFORT

- Grand choix de selleries
- Dossier relevable par vérin à gaz
- 2 hauteurs disponibles :
65 cm pour les échographies
82 cm pour les examens généraux
- Large choices of upholsteries
- Gas spring assisted backrest
- 2 heights available :
65 cm for echographies,
82 cm for general examination

Modèles Models	Finition poli Polished frame	Finition époxy Epoxy frame
82 cm	118-10	4118-10
65 cm	118-20	4118-20

HYGIÈNE HYGIENE

- Bâti en inox 100 %
- Toutes les parties sont accessibles
au nettoyage
- Stainless steel frame
- All the outer parts are cleanable

SÉCURITÉ / SAFETY

- Capacité 200 kg
- Châssis entièrement soudé
- Patient weight capacity : 200 kg
- Fully welded frame

118-10

Options*

* A demander impérativement
lors de la commande,
montage usine /
Plant installed, must be
ordered with initial order



Jeu de 4 roues ø 100 mm
dont 2 à freins
Set of 4 castors ø 100 mm
2 with brakes



Jeu de 4 roues ø 100 mm
à freins
Set of 4 castors ø 100 mm
with brakes

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur avec sellerie 65 ou 82 cm
- Accès pour les pieds sous le divan
- Height with upholstery 65 or 82cm
- Access for feet under the couch

Selleries communes à 118 & FIDJI Common upholsteries to 118 & FIDJI

Selleries Upholstery

Tous modèles, à commander
séparément / All models,
to order separately




Largeur/Width 65 cm... 600150-65
Largeur/Width 75 cm... 600150-75



Largeur/Width 65 cm... 600151-65
Largeur/Width 75 cm... 600151-75



Largeur/Width 73 cm... 600150-70



Revêtement
Covering
Mousse 75 kg/m³ ép. 20 mm
20mm foam 27kg/m³
Mousse 27 kg/m³ ép. 30 mm
30mm foam 27kg/m³

DIVAN D'EXAMEN EXAMINATION COUCH FIDJI

Capacité / Capacity

200 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage
Dossier réglable par vérin à gaz
Porte-rouleau papier, longueur maxi 50 cm - ø 20 cm (côté tête)
Capacité 200 kg

STANDARD FEATURES

Light grey epoxy polyester coated steel frame
Gas spring assisted backrest
Paper roll holder, max length 50 cm - ø 20 cm (Head-end)
Patient weight capacity 200kg

CONFORT COMFORT

- Légèreté permettant le déplacement
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Light weight
- Gas spring assisted backrest

HYGIÈNE HYGIENE

- Toutes les parties sont accessibles au nettoyage
- All the outer parts are cleanable

SÉCURITÉ / SAFETY

- Capacité 200 kg
- Châssis entièrement soudé
- 4 patins réglables pour une stabilité optimale
- Sellerie non-feu M1
- Patient weight capacity 200kg
- Fully welded frame
- 4 ajustable levellers for an optimum stability
- Upholstery with class M1 flame retardant covering

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur avec sellerie 81cm
- Accès pour les pieds sous le divan
- Height with upholstery 81 cm
- Access for feet under the couch

10110-10 + 600150-70

Options et accessoires communs à 118 & FIDJI Common options and accessories to 118 & FIDJI

Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order



600000-01
Montage de sellerie en usine
Factory assembly fitting of upholstery



2230-65 2230-75
Sellerie/upholstery 65 cm Sellerie/upholstery 75 cm
Trou visage
Face cutout in head cushion
uniquement sur sellerie plate
only with flat upholstery
600150-65 / 600150-75



81036
4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm

Accessoires Accessories



166
Paire d'étau
Pair of clamps



840+166
Paire d'appui-jambes
Pair of legrests



850+166
Paire d'étriers
Pair of stirrups



85114-01
Paire de barrières
Pair of barriers



2054-01
Appui-tête / Headrest
Non compatible avec la sellerie à bourrelets
Not compatible with lateral paddings upholstery



901-10
Marchepieds
Footstep



2056-02
Porte-rouleau réglable (côté tête) / Adjustable paper-roll holder (head-end)
[350-800 mm - ø 200 mm]



2057-02
Porte-rouleau réglable (côté pied) / Adjustable paper-roll holder (foot-end)
[480-610 mm, ø 200 mm]



2536+166
Appui-bras
Armrest

Choix de selleries non-feu M1 - Antibactérien
Commun aux produits présentés / Choice of
M1 fire retardant and antibacterial upholstery
Common to the presented products

Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL


84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT




Poids net
Net weight
47 kg
Poids brut
Gross weight
53 kg
Volume
1,35 m³

118



Poids net
Net weight
75 kg
Poids brut
Gross weight
85 kg
Volume
1,07 m³

FIDJI



FE-49/13

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1
Not classified M1

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

