

GUÉRIDONS INOX
MULTIPURPOSE STAINLESS
STEEL TROLLEYS



Une gamme de guéridons en inox pour répondre à vos besoins
A range of stainless steel trolleys for all your needs



Promotal offre un choix de guéridons de haute qualité qui peuvent être utilisés pour de nombreuses interventions et dans plusieurs départements. Ils sont conçus pour être pratiques, fonctionnels et durables.

Les guéridons Promotal sont idéaux pour maintenir tous les approvisionnements requis pour différentes procédures. Les bâtis en acier inoxydable sont entièrement soudés pour favoriser la robustesse et la longévité.

Des options peuvent être choisies pour améliorer la configuration et mieux convenir à vos différents besoins.

Promotal offers a selection of high-quality trolleys that can be used for a variety of purposes and in many departments.

They are designed to be practical, functional and long-lasting.

Promotal trolleys are ideal for keeping all the supplies needed for individual procedures close at hand.

The stainless steel frame utilizes fully welded construction for strength and durability. Optional accessories can be chosen to enhance the configuration to best suit your individual needs.

MODÈLES - MODELS



**TUBE CARRÉ
BÂTI INOX SOUDÉ
PLATEAU PLAT INOX**

**SQUARE TUBING STAINLESS
STEEL WELDED FRAME
S/S FLAT TRAY**

2 plateaux - 2 tray

600 x 400 - lisse/smooth	7200-50
- gravé/engraved	7200
750 x 500 - lisse/smooth	7201-50
- gravé/engraved	7201

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 - lisse/smooth	7202-50
- gravé/engraved	7202
750 x 500 - lisse/smooth	7303-50
- gravé/engraved	7303



**TUBE ROND
BÂTI INOX SOUDÉ
PLATEAU PLAT INOX**

**ROUND TUBING STAINLESS
STEEL WELDED FRAME
S/S FLAT TRAY**


2 plateaux - 2 tray

600 x 400 - lisse/smooth	7340-50
- gravé/engraved	7340
750 x 500 - lisse/smooth	7341-50
- gravé/engraved	7341


3 plateaux - 3 tray

600 x 400 - lisse/smooth	7342-50
- gravé/engraved	7342
750 x 500 - lisse/smooth	7343-50
- gravé/engraved	7343

OPTIONS




Poubelle inox avec pédale (modèles 3 plateaux uniquement)
Stainless steel pedal bin (3 trays models only)



Poubelle époxy avec pédale
Epoxy pedal bin



Rail aluminium latéral
(xxxxx-01C) pour tube carré | (xxxxx-01R) pour tube rond
Lateral aluminium rail



Porte flacon
(xxx-01C) pour tube carré | (xxx-01R) pour tube rond
Container holder for square tubing



TUBE CARRÉ - BÂTI EPOXY PLATEAU PLAT INOX

**SQUARE TUBING
EPOXY FRAME
S/S FLAT TRAY**

2 plateaux - 2 tray

600 x 400 - lisse/smooth **47200-50**
- gravé/engraved **47200**

750 x 500 - lisse/smooth **47201-50**
- gravé/engraved **47201**

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 - lisse/smooth **47202-50**
- gravé/engraved **47202**

750 x 500 - lisse/smooth **47303-50**
- gravé/engraved **47303**



TUBE ROND - BÂTI EPOXY PLATEAU PLAT INOX

**ROUND TUBING
EPOXY FRAME
S/S FLAT TRAY**

2 plateaux - 2 tray


600 x 400 - lisse/smooth **47340-50**
- gravé/engraved **47340**

750 x 500 - lisse/smooth **47341-50**
- gravé/engraved **47341**

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 - lisse/smooth **47342-50**
- gravé/engraved **47342**

750 x 500 - lisse/smooth **47343-50**
- gravé/engraved **47343**



7590-01C

7590-01R


600 x 400

7690-01C

7690-01R

750 x 500

Tiroir inox (h : 120 mm)
(xxxx-01C) pour tube carré | (xxxx-01R) pour tube rond
Stainless steel drawer (h: 120mm)



47590-01C

47590-01R

600 x 400

47690-01C

47690-01R

750 x 500

Tiroir époxy (h : 120 mm)
(xxxx-01C) pour tube carré | (xxxx-01R) pour tube rond
Epoxy drawer (h: 120mm)



600 x 400

750 x 500

Plateau supérieur / Upper tray

47361-01H

47371-01H

Plateau milieu / Middle tray

47361-01M

47371-01M

Plateau inférieur / Bottom tray

47361-01B

47371-01B

Galerie 1 grand côté - tube rond
1 guard rail - round tubing



7680-01C

Inox / Stainless steel

7680-01R




47680-01C

Epoxy

47680-01R

2 tiroirs côte à côte (uniquement pour 750 x 500)
(xxxx-01C) pour tube carré | (xxxx-01R) pour tube rond
2 drawers side by side (only for 750x500)



7596

400 mm

7597

600 mm


7696

500 mm

7697


750 mm

Séparateur ABS
ABS Separator



**42303-02 +
47310-xxx ou 47312-xxx**

Support sac poubelle réglable
Adjustable binliner holder



**42400
47310-xxx ou**

Porte cor
Box su

Il est im

**TUBE CARRÉ
BÂTI INOX SOUDÉ
PLATEAU EMBOUTI INOX**

**SQUARE TUBING STAINLESS
STEEL WELDED FRAME
S/S FLANGED TRAY**

2 plateaux - 2 tray

600 x 400 **7204**

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 **7254**



**TUBE CARRÉ - BÂTI EPOXY
PLATEAU EMBOUTI INOX**

**SQUARE TUBING
EPOXY FRAME
S/S FLANGED TRAY**

2 plateaux - 2 tray

600 x 400 **47204**

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 **47254**

**TUBE ROND
BÂTI INOX SOUDÉ
PLATEAU EMBOUTI INOX**

**ROUND TUBING STAINLESS
STEEL WELDED FRAME
S/S FLANGED TRAY**

2 plateaux - 2 tray

600 x 400 **7344**

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 **7354**



**TUBE ROND - BÂTI EPOXY
PLATEAU EMBOUTI INOX**

**ROUND TUBING
EPOXY FRAME
S/S FLANGED TRAY**

2 plateaux - 2 tray


600 x 400 **47344**

3 plateaux - 3 tray

600 x 400 **47354**



Galerie 2 grands côtés - tube rond
2 guard rails - round tubing



Galerie 3 côtés
3 guard rails



Galerie 4 côtés
4 guard rails

**-01 +
47312-xxx**



enteneur
pport



Jeu de 4 pare-chocs annulaires
Set of 4 shock absorbers



Supplément 2 roulettes à frein ø 80 mm
Supplement 2 castors with brake ø 80mm



4 roulettes à bille ø 100 mm
4 bearing castors ø 100mm



4 roulettes antistatique ø 100 mm
4 antistatic castors ø 100mm

Il est nécessaire de commander des roulettes ø 100 mm si le guéridon est équipé d'une poubelle et d'un tiroir ou de plusieurs tiroirs
It is necessary to order ø100mm castors if the trolley is equipped with a bin and drawer or several drawers

CARACTÉRISTIQUES STANDARD STANDARD FEATURES

Structure tube rond (ø 25 mm) ou tube carré (ø 25 mm)
en inox 18/10 ou acier avec finition époxy
*Frame in round (ø 25mm) or square tubing (ø 25mm)
in 18/10 stainless steel or mild steel with epoxy finish*

Entièrement soudé sous argon / Fully argon welded

2 ou 3 plateaux / 2 or 3 trays

Plateaux emboutis (coins arrondis) ou plat gravé insonorisés en inox
Stainless steel flanged (rounded corners) or sound insulated flat tray


2 dimensions / 2 dimensions

4 roulettes ø 80 mm / 4 ø 80mm castors

Tiroirs en inox 18/10 sur glissières à galets (hauteur 120 mm)
18/10 stainless steel drawers on runners (height 120mm)



DIMENSIONS (mm)



MODÈLE ÉPOXY AVEC CHOIX DE COULEURS DIFFÉRENTES POUR LES POIGNÉES EPOXY MODEL WITH THE CHOICE OF DIFFERENT COLORS FOR THE DRAWER HANDLES

RAL 5000	RAL 6032	RAL 1021	RAL 3002	RAL 2000
RAL 2019	RAL 1012	RAL 4004	RAL 4009	RAL 3017
RAL 5011	RAL 6005	RAL 8003	RAL 1013	RAL 7036