

Electrocardiographe COLSON[®]



ECG 6 pistes, pour enregistrements au cabinet comme en ambulatoire

➤ Electrocardiographe **Cardi-6**

Enregistrement de tracés ECG 3, 6 et 12 pistes

- Clavier et large écran tactile.
- Enregistrement automatique ou manuel.
- Autonomie jusqu'à 150 tracés ou 90 min. en continu (Batterie entièrement chargée).
- Mémorisation jusqu'à 1 000 enregistrements.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.



Calcul des paramètres et aide à l'interprétation

Caractéristiques

- Papier : rouleau, largeur 110mm / longueur 20m
- Dérivations : 12 dérivations standards
- Affichage : écran tactile LCD 150 x 90 mm
- 7 vitesses d'enregistrement : 5 /6,25 /10 /12,5 /25 /50 et 100 mm/sec - Sensibilité : 5, 10, 20,40 mm/mV $\pm 5\%$
- Filtres : AC, EMG ou DFT
- Température d'utilisation : +5 °C~+35 °C - Humidité relative : $\leq 80\%$
- Alimentation électrique : adaptateur de 12 V, Batterie au lithium rechargeable 7,4 V, 3 700 mAh
- Poids : 2.3 kg avec batterie et papier - Dimension : 310x210x90 mm

Référence	CC 638 4000	Code ACL	3401020333630
------------------	-------------	-----------------	---------------

CE 0123

Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

Chaque jour, nous améliorons votre vie.

drive

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE