



DIVAN À HAUTEUR VARIABLE
HYDRAULIQUE
VARIABLE HEIGHT HYDRAULIC TABLE

HYDR 




Version : 12-2013



CONFORT COMFORT

- Dossier réglable par vérin à gaz
- Divan autonome : aucun branchement nécessaire
- Économie d'énergie
- Rapidité en descente
- Possibilité d'adapter de nombreux accessoires
- Gas spring assisted backrest
- Autonomous couch : No connection necessary
- Energy saver
- Fast descent
- Possibility to adapt many accessories



HYGIÈNE HYGIENE

- Bâti sans aspérité et simple à nettoyer
- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Support rouleau papier
- Roues de déplacement (en option)
- Frame easy to clean
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- Paper roll holder
- Casters for occasional move (option)




SÉCURITÉ / SAFETY

- Capacité 200 kg
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Absence de risque d'interférences avec les appareils électriques et/ou électroniques
- Compatible dans les Centres Hospitaliers Spécialisés (pas de cordon)
- Capacity : 200 kg
- M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
 - No interferences possible with electric or electronic appliances
 - Compatible in Psychiatric Hospital (no cords)

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur variable hydraulique de 55 à 93 cm
- 12 cm de dégagement au sol
- Compatible avec le passage d'un lève-personne
- Variable height from 55 to 93 cm
- 12 cm clearance
- Compatible with a hoist



Accueil
Welcome



Position haute
High position



Examen général
General examination



Avec barrières
With barriers

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable hydraulique de 55 à 93 cm
 Structure acier avec finition époxy gris nuage
 Dossier réglable par vérin à gaz
 Patins de réglage sous piètement (réf. 1050-10)
 Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées
 semi-centralisé (réf. 1050-15)
 Support rouleau papier (côté tête)
 longueur maxi 50 cm - ø 20 cm
 Poids maximum du patient autorisé 200 kg
 (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES

Hydraulic height adjustment from 55 to 93 cm
 Steel frame structure with light grey epoxy finish
 Gas-spring assisted backrest
 Adjustable levers under base (model 1050-10)
 Block'n Roll® - Built-in retractable castor system
 semi centralized (model 1050-15)
 Paper roll holder (head end)
 max length 50 cm - ø 20 cm
 200 kg patient weight capacity
 (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)



Ce produit est un divan d'examen
 et n'est pas adapté au transfert de patients
 This is a couch and therefore not allowed
 for patient transfer

Modèles Models	Patins Levellers	Block'n Roll®
1050-10	●	
1050-15		●

Selleries Upholstery

Tous modèles,
 à commander séparément
 All models, to order separately




PLATE
FLAT
Largeur / Width 65 cm..... 600150-65
 Largeur / Width 75 cm..... 600150-75



A BOURRELETS
LATERAL PADDINGS
Largeur / Width 65 cm..... 600151-65
 Largeur / Width 75 cm..... 600151-75




ANATOMIQUE
FORMED
Largeur / Width 73 cm..... 600150-70

Options*

* A demander impérativement
 lors de la commande,
 montage usine
 Plant installed, must be
 ordered with initial order



81036
 4 roues à frein
 double galets ø 50
 Set of 4 double castors
 with brakes ø50
 (réf./ref: 1050-10)



2230-65 2230-75
 Sellerie/upholstery
 65 cm Sellerie/upholstery
 75 cm
 Trou pour visage
 Face cutout in head cushion
 uniquement sur sellerie plate
 only with flat upholstery
 600150-65 / 600150-75

Accessoires Accessories



166
 Paire d'étau
 Pair of clamps



840+166
 Paire d'appui-jambes
 Pair of legrests



850+166
 Paire d'étriers
 Pair of stirrups




861
 Paire de housses
 pour appui-jambes
 Pair of covers for legrests




2536+166
 Appui-bras (unitaire)
 Armrest (unit)



2537
 Housse pour appui-bras
 (unitaire)
 Cover for armrest (unit)



2054-01
 Appui-tête / Headrest
 Non compatible avec la sellerie
 à bourrelets / Not compatible
 with lateral paddings upholstery



2055-01
 Rallonge de dossier
 Backrest extension



1102-10
 Appui-tête
 Headrest



85114-01
 Paire de barrières
 Pair of barriers
 Non compatible avec les
 accessoires / Not compatible
 with accessories
 166, 985-01, 2985-01



2056-02
 Porte-rouleau réglable
 (côté tête) / Adjustable
 paper-roll holder (head-end)
 (350-800 mm, ø 200 mm)



2057-02
 Porte-rouleau réglable
 (côté pied) / Adjustable
 paper-roll holder (foot-end)
 (350-800 mm, ø 200 mm)



2985-01+166
 Tige porte-sérum
 autobloquant 2 crochets
 Auto-locking 2 hook IV pole



985-01+166
 Tige porte-sérum
 2 crochets
 2 hook IV pole

**Choix de selleries non-feu M1
Antibactérien**
Choice of M1 fire retardant
and antibacterial upholstery

Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL

84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1
Not classified M1

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT





Modèles / Models 1050-10 / 1050-15


Poids net
Net weight
82 kg

Poids brut
Gross weight
112 kg

Volume
1,036 m³



FE-49/13



Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

