




Montieren • Mounting • Monter • Montaggio • Montar • Montaż


Wiegen • Weighing • Peser • Pesatura • Pesar • Ważenie



Justieren • Adjusting • Ajuster • Regolazione • Ajustar • Justowanie



Body-Mass-Index • Body Mass Index • Indice de masse corporelle • Body-Mass-Index • Índice de masa corporal • Wskaźnik masy ciała



	D	GB	F	I	E	PL
< 18,5	Untergewichtig	Underweight	Maireur	Sottopeso	Peso insuficiente	Niedowaga
18,5 – 24,9	Normalgewichtig	Normal	Normal	Peso normale	Peso normal	Waga prawidłowa
25 – 30	Leichtes bis mittleres Übergewicht	Slightly to moderately overweight	Surpoids	Soprappeso leggero/medio	Sobrepeso ligero o medio	Lekka - średnia nadwaga
> 30	Starkes Übergewicht	Severely overweight	Obésité	Forte soprappeso	Sobrepeso importante	Silna nadwaga

Technische Daten • Technical data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne

kg Max	e	IIII e = 0,5 kg	+10°C ... +40°C	a = 628 mm b = 360 mm c = 1000 mm	18 kg
160 kg	0,5 kg				

- (D) Eichung: medizinisch geeicht nach Klasse III, Medizinprodukt nach Richtlinie 93/42/EWG, Klasse I
- (GB) Calibration: calibrated for medical purposes according to class III requirements, Medical Device Directive 93/42/EEC, class I
- (F) Étalonnage : étalonné médical de classe III, produit médical selon la directive 93/42/CEE, classe I
- (I) Calibratura: tarato dal punto di vista medico in base alla Classe III, prodotto medico secondo la norma 93/42/EWG, Classe I
- (E) Calibrado: calibrado médico según Clase III, producto médico conforme a la directiva 93/42/CE, Clase I
- (PL) Kalibracja: skalibrowano do celów medycznych przyznając klasę III, produkt medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, klasa I